



NEUWIRTH


MEDICAL PRODUCTS

PureRegen® Gel Sinus

Selbstaflösende Wundversiegelung nach NNH-Eingriffen aus vernetzter Hyaluronsäure

PureRegen® Gel Sinus ist eine selbstaflösende Wundversiegelung aus vernetzter Hyaluronsäure, die nach Nasennebenhöhlen-Eingriffen (NNH) in den mittleren Nasengang eingeführt wird.


PureRegen® Gel Sinus wird mit einem Spezialinjektor auf die Wundfläche aufgetragen.



PureRegen® Gel Sinus versiegelt die Wundoberfläche und fördert die Wundheilung.


Produkteigenschaften

- // Bedeckt und versiegelt Wundoberflächen
- // Schafft ein feuchtes Milieu für 7 - 14 Tage
- // Reguliert die inflammatorische Reaktion
- // Fördert die physiologische Wundheilung
- // Reduziert Granulation und Narbenbildung



Indikationen

- // Zur Unterstützung der natürlichen Wundheilungsprozesse nach NNH-Eingriffen
- // Zur Versiegelung von Wundoberflächen in Nasennebenhöhlen
- // Bei unkomplizierten NNH-Eingriffen



Handhabung

PureRegen® Gel Sinus wird mit Spezialinjektor auf die Wundoberfläche aufgetragen.

Vorbereitung des Spezialinjektors:

- Aufstecken der Applikationshilfe //
- Vorbringen des Gels bis Kanülenspitze //
- Applikation unter endoskopischer Kontrolle //

Produktvorteile

- // Fördert die physiologische Wundheilung
- // Geringstmögliche Patientenbelastung
- // Geringer postoperativer Aufwand für nachsorgenden Arzt



Bestellinformationen

Bezeichnung	Artikelnummer	Inhalt
Vernetzte Hyaluronsäure - Basic Box	40-011-005 BB	18x 5ml Injektor
Vernetzte Hyaluronsäure - Klinik Box	40-011-005 KB	36x 5ml Injektor
Vernetzte Hyaluronsäure - Premium Klinik Box	40-011-005 PKB	72x 5ml Injektor

Neuwirth Medical Products GmbH

Am Südkreisel 5
63868 Großwallstadt

Telefon: +49 6022 - 70 96 0

Telefax: +49 6022 - 70 96 20

E-mail: info@neumedpro.de

www.neumedpro.de